

Les Tutos de Mouch'As

Fabriquer la Chiro As01



Outils



Etau Devaux



Porte bobine



Passe fil



Lampe UV



Whip Finish

Matériels



Tinsel Bleu



Fil 6/0 Uni Fl Orange



Vernis UV


1

Après avoir bloqué l'hameçon dans votre étau, poser votre soie de montage et descendre vers l'arrière de l'hameçon.




2

Poser votre tinsel au niveau de la courbure de l'hameçon, côté bleu face à vous si vous souhaitez faire un rib cuivré (tinsel cuivre / bleu).



3

Remonter la soie de montage vers l'oeillet et façonner le corps de sorte à avoir un thorax volumineux et une tête fine.



4

Avec le tinsel, faites vos ribs et arrêtez vous au niveau du thorax. Bloquez avec la soie de montage et coupez le tinsel.



5

Terminez votre thorax, votre tête et faites votre noeud final.



6

Recouvrir maintenant votre chiro avec votre vernis UV. J'utilise pour plus de précision une aiguille à dubbing. Je pose une goûte sur mon aiguille et je vernis ma mouche avec.



7

Passez votre mouche sous votre lampe UV pour faire durcir et sécher le vernis. N'hésitez pas ensuite à repasser une seconde couche de vernis si vous souhaitez apporter plus d'épaisseur à votre mouche.



8

Voilà, votre chiro est terminé, il ne vous reste plus qu'à aller le tester !

